

ITEM 4970

HEAT PACK

(ES) - INSTRUCCIONES DE USO

Doblar la pieza metálica hasta que el líquido comience a calentarse y cristalizarse.

Mezclar suavemente y colocar en la zona deseada.

Reutilización:

Sumergir la bolsa completamente en agua hirviendo, hasta que vuelva a estado líquido. (Esto tardará unos 5 minutos aproximadamente)

Precaución:

Dejar enfriar completamente o meter en agua fría durante cinco minutos antes de reutilizar

No perforar la bolsa.

No utilizar calentadores eléctricos ni microondas para calentar la bolsa.

(EN) - INSTRUCTIONS FOR USE:

Bend the metal piece until the liquid begins to heat and crystallize.

Gently mix and place in the desired area.

Reuse:

Fully submerge the pouch in boiling water until it returns to a liquid state. (This will take approximately 5 minutes)

Precaution:

Allow to cool completely or place in cold water for five minutes before reuse.

Do not puncture the pouch.

Do not use electric heaters or microwaves to heat the pouch.

(FR) - INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Pliez la pièce métallique jusqu'à ce que le liquide commence à chauffer et à cristalliser.

Mélangez doucement et appliquez sur la zone souhaitée.

Réutilisation :

Plongez complètement le sachet dans de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'il redevienne liquide. (Cela prendra environ 5 minutes)

Précaution :

Laissez refroidir complètement ou plongez dans de l'eau froide pendant cinq minutes avant de réutiliser.

Ne pas perforer le sachet.

Ne pas utiliser de chauffages électriques ni de micro-ondes pour chauffer le sachet.

(PT) - INSTRUÇÕES DE USO:

Dobre a peça metálica até que o líquido comece a aquecer e cristalizar.

Misture suavemente e aplique na área desejada.

Reutilização:

Mergulhe completamente a bolsa em água a ferver até que volte ao estado líquido. (Este processo levará cerca de 5 minutos)

Precaução:

Deixe arrefecer completamente ou coloque em água fria durante cinco minutos antes de reutilizar.

Não perfure a bolsa.

Não utilize aquecedores elétricos nem micro-ondas para aquecer a bolsa.

(IT) - ISTRUZIONI PER L'USO:

Piegare il pezzo metallico fino a quando il liquido inizia a riscaldarsi e cristallizzarsi.

Mescolare delicatamente e applicare nella zona desiderata.

Riutilizzo:

Immergere completamente la borsa in acqua bollente fino a quando ritorna allo stato liquido. (Ciò richiederà circa 5 minuti)

Precauzione:

Lasciare raffreddare completamente o immergere in acqua fredda per cinque minuti prima di riutilizzare.

Non perforare la borsa.

Non utilizzare riscaldatori elettrici né microonde per riscaldare la borsa.

(DE) - GEBRAUCHSANWEISUNG:

Biegen Sie das Metallstück, bis die Flüssigkeit sich erhitzt und kristallisiert.

Sanft mischen und auf die gewünschte Stelle auftragen.

Wiederverwendung:

Tauchen Sie den Beutel vollständig in kochendes Wasser, bis er wieder flüssig wird. (Dies dauert etwa 5 Minuten)

Vorsichtsmaßnahmen:

Lassen Sie ihn vollständig abkühlen oder legen Sie ihn für fünf Minuten in kaltes Wasser, bevor Sie ihn erneut verwenden.

Den Beutel nicht durchstechen.

Keinen elektrischen Heizgeräten oder Mikrowellen zum Erhitzen des Beutels verwenden.

(NL) - GEBRUIKSAANWIJZING:

Buig het metalen stukje totdat de vloeistof begint te verwarmen en kristalliseren.

Meng voorzichtig en plaats op de gewenste plek.

Hergebruik:

Dompel het zakje volledig onder in kokend water totdat het weer vloeibaar wordt. (Dit duurt ongeveer 5 minuten)

Voorzorg:

Laat het volledig afkoelen of plaats het gedurende vijf minuten in koud water voordat u het opnieuw gebruikt.

Prik niet in het zakje.

Gebruik geen elektrische verwarmers of magnetrons om het zakje te verwarmen.

**FABRICADO EN/ MADE IN/ FABRIQUÉ EN/ FEITO NA/ PRODOTTO NELLA/
HERGESTELT/ GEMAAKT IN PRC**

**FABRICADO POR/ MANUFACTURED BY/ FABRIQUÉ PAR/
FABRICADO POR/ PRODOTTO DA / HERGESTELT VON /
GEMAAKT DOOR**

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. - ESB04267225

Ctra. Huércal-Overa, s/n - 04640, Pulpí, Almería, Spain

productsafety@makito.es