

FINGERLINGE (115*)

Einweg-Fingerlinge aus Latex

Latex • Puderfrei • Gerollt • Unsteril

Spezifikationen:

Material: 100% Naturlatex

Puder: Ungepudert

Farbe: Weiß

Qualitätssicherung:

Erfüllen die Anforderungen
von ASTM D3772,
ASTM D412

Artikelnummer und Größe:

1152 | Small

1153 | Medium

1154 | Large

1155 | Extra Large

Verpackung:

100 Stück pro Beutel

300 Beutel pro Karton

Klassifikation:



Für mehr über
das Reichweite,
bitte
klicken
auf der
Bild



Prüfparameter

Prüfkriteriene	Prüfstufe	AQL
1000-ml-Wasserdichtheitstest	S-4	2,5
Sichtprüfung auf Fehler	S-4	4,0

Maße

Art.-Nr.	1152	1153	1154	1155
Größe	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	24 ± 2 mm	28 ± 2 mm	30 ± 2 mm	34,5 ± 2 mm
Länge	65 ± 10 mm	65 ± 10 mm	65 ± 10 mm	65 ± 10 mm

Materialstärke

Größe	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	min. 0,09 mm	min. 0,09 mm	min. 0,09 mm	min. 0,09 mm

Physikalische Eigenschaften

Parameter	
Zugfestigkeit (MPa)	min. 24,0
Reißdehnung (%)	min. 700

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

