

UNIGLOVES BASIC Mundschutz (2002)

Einweg OP-Mundschutz mit langem Band

Reißfeste Bänder • 3-faches glasfaserfreies Filtermedium

EN 14683 • Bakterienfilterleistung 99% • Integrierter Nasenbügel

Farben: Weiß, Grün,
Blau, Gelb, Pink, Violett

Artikelnummer und Farbe:

2011-B | Blau
2011-W | Weiß

Verpackung:

50 Stück pro Box
10 boxen pro Karton

Klassifikation:



Für mehr über
das Reichweite,
bitte
klicken
auf der
Bild



Produkt

Einweg OP-Mundschutz, unsteril, 3-faches glasfaserfreies Filtermedium, eingearbeiteter Nasenbügel, reißfeste Bänder

Zweckbestimmung nach § 3 MPG

Bei dem Produkt handelt es sich um unsterilen Mundschutz, der im Umfeld des Patienten verwendet wird, um den Patienten und den Anwender vor Kontamination zu schützen.

Bakterien-filterleistung (BFE)

99% Durchschnittswert nach EN 14683

Geprüft von NELSON LABORATORIES INC., USA. „Abschlußbericht: Labor-Nr. 292402 vom 05. Mai 05. Auf der Grundlage von „Melt-Blown“-Filtermaterial UNIVERSAL INCORPORATION, TAIPEH, TAIWAN.

Maße

bei gebrauchsfertigem Mundschutz

Mundschutz	
Breite	95 ± 2 mm
Länge	172 ± 2 mm

Vorderseite

Material	Stärke
100 % flambondierter Vliesstoff	14 g/m ²

Innenschicht

Material	Stärke
„Melt Blown Filter“	25 g/m ²

Rückseite

Material	Stärke
100 % flambondierter Vliesstoff	30 g/m ²

Band

Material	Stärke	Länge	Breite
Polypropylen-Spinnvlies	42 g/m ²	min. 380 mm	9 ± 1 mm

Nasenbügel

Material	Länge	Breite
mit Kunststoff ummantelter Draht	130 mm	3 mm

Qualitätssicherung

Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen und geruchlos, enthalten keine Glasfasern und eignen sich für medizinische sowie zahnmedizinische Zwecke.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

