

Baretthaube mit Schirm (5004)

Einweg-Schutzhaube • Polypropylen • Luftdurchlässig •
Weiche Qualität mit latexfreiem Gummiband

Spezifikationen:

Material: Gut luftdurchlässiges
und leichtes Polypropylen
Farbe: Weiß

Artikelnummer und Farbe:

5004 | Weiß

Größe:

50 cm Durchmesser

Gewicht:

14 g/m²

Verpackung:

hygienisch verpackt im Beutel
zu 100 Stück
10 Beutel im Exportkarton



Bestimmungszweck

Einfache Pflege- und Hygienebereiche.

Risikoanalyse

Lebensmitteltauglich, formaldehydfrei, keine toxische
Beimischung.

Qualitätssicherung

Qualitätsuntersuchungen nach regelmäßigen Abständen während des gesamten
Produktionsablaufes. Rückverfolgbarkeit durch Lotnummer.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standard-
ausführung. Änderungen vorbehalten.

