

PP-Besuchermantel (5134X)

• Vliesstoff aus PP • Vier Druckknöpfe • Mit Hemdkragen • Ohne Taschen

Spezifikationen:

Material: Vliesstoff aus PP

Farbe: Weiß, Blau

Stärke: 30 g/m²

Breite: 154 cm

Länge: 110 cm

Artikelnummer und Farbe:

5134 weiss | Weiß

5134 blau | Blau

Verpackung:

1 Stück pro Beutel

50 Beutel pro Karton



Bestimmungszweck

Einfache Pflege- und Hygienebereiche

Risikoanalyse

Leicht entzündlich-Vermeidung von starker Hitze und Feuer, nicht für den Umgang mit Gefahrenstoffen geeignet.

Qualitätssicherung

Qualitätsuntersuchungen nach regelmässigen Abständen während des gesamten Produktionsablaufes. Rückverfolgbarkeit durch Lotnummer.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

