

Sterilisationsbeutel und Sterilisationsrollen (52***)

Vorgefertigte Sterilbarriersysteme für die sichere Verpackung von Medizinprodukten und Instrumenten vor der Endsterilisation

Technische Daten:

Sterilisationsverfahren:
Dampf (STEAM) und EO
Papiergewicht: ca. 60 g/m²
Siegeltemperatur: 150–180°C
Haltbarkeit: 5 Jahre ab
Herstellungsdatum

Normen und Konformität:

Konform mit MDR 2017/745,
EN ISO 11607-1/-2,
EN 868-3, EN 868-5 und
EN ISO 11140-1 Typ 1.
Qualitätsmanagement nach
EN ISO 9001 und
EN ISO 13485.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.
Vor direkter
Sonneneinstrahlung und
Wärmequellen schützen.

Für weitere
Informationen
über unser
Sortiment **klicken
Sie bitte
auf das Bild**



Artikelnummer und Größe:

Code	Größe
52100/ RP050200	50 x 200 mm Sterilisationsfolie auf Rolle
52102/ RP075200	75 x 200 mm Sterilisationsfolie auf Rolle
52104/ RP100200	100 x 200 mm Sterilisationsfolie auf Rolle
52106/ RP 150200	150 x 200 mm Sterilisationsfolie auf Rolle
52108/ RP200200	200 x 200 mm Sterilisationsfolie auf Rolle
52090/ BA090250	90 x 250 mm Sterilisationsbeutel
52140/ BA140260	140 x 260 mm Sterilisationsbeutel

Produktbeschreibung

Unsere Sterilisationsbeutel und Sterilisationsrollen sind vorgefertigte Sterilbarriersysteme für die sichere Verpackung von Medizinprodukten und Instrumenten vor der Endsterilisation. Die Produkte eignen sich für die Sterilisation mittels Dampfsterilisation (Autoklav) sowie Ethylenoxid-Sterilisation (EO).

Produkteigenschaften

- PET/PP-Verbundfolie
- Papier für den medizinischen Gebrauch mit ca. 60 g/m²
- Integrierte Sterilisationsindikatoren
- Latexfrei
- DEHP-frei
- Hohe Reißfestigkeit
- Optimale Sichtkontrolle des Inhalts


Vorteile

- Geeignet für Dampf- und EO-Sterilisation
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Hohe Materialfestigkeit
- Einfache Handhabung
- Große Auswahl an Größen und Ausführungen

Anwendungsbereiche

- Krankenhäuser
- Kliniken
- Arzt- und Zahnarztpraxen
- Labore
- Medizinproduktehersteller
- sowie industrielle Sterilisationsprozesse

Sterilisationsfolie



Sterilisationsbeutel



UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

