

Armlehnenabdeckung (54x)

Einmal-Schutzartikel

• CPE Material • Eingenähter Spanngummi • Schwarz

Spezifikationen:

Material: Chloriertes
Polyethylen
Farbe: Schwarz

Artikelnummer und Farbe:

540 | Schwarz
541 | Schwarz

Verpackung:

REF 540:
50 Stück pro Beutel
8 Beutel pro Karton

REF 541:
50 Stück pro Beutel
5 Beutel pro Karton

Bestimmungszweck

Einfache Pflege- und Hygienebereiche.

Risikoanalyse

Leicht entzündlich. Vermeidung von starker Hitze und Feuer, nicht für den Umgang mit Gefahrenstoffen geeignet.

Qualitätssicherung

Qualitätsuntersuchungen nach regelmässigen Abständen während des gesamten Produktionsablaufes. Rückverfolgbarkeit durch Lotnummer.

Maße

REF.	540	541
Breite	35 cm	70 cm
Länge	25 cm	40 cm
Höhe	10 cm	10 cm
Gewicht	3,0g	9,5g

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

