

PRO.TECT Orange Diamond® (GA005*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Nitril • Puderfrei • Orange • Latexfrei • Lebensmittelzulassung

Unsteril • Diamond grip technology

Spezifikationen:

Material: 100% Synthetiklatex
 Puder: Maximum 2.0 mg / Handschuh

Proteingehalt: Keine Proteine enthalten

Manschette: Umbördelt

Design: Beidhändig

Oberfläche: Diamond Textured

Farbe: Orange

Qualitätssicherung:

Hergestellt nach ISO

9001:2008 and 13485:2012

Mindesthaltbarkeit: 5 Jahre

nach Herstellungsdatum unter

Berücksichtigung der EN

455 No. 4

Artikelnummer und Größe:

GA0052 | Small

GA0053 | Medium

GA0054 | Large

GA0055 | Extra large

Verpackung:

100 Stück pro Box

10 boxen pro Karton

Klassifikation:

CE 0162



EN ISO 374-5:
VIRUS



EN ISO 374-1
/ Type C



Für mehr über
das Reichweite,
bitte
klicken
auf der
Bild



Prüfparameter

Prüfkriteriene	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf Fehler	G-1	2,5

Maße

Art.-Nr.	GA0052	GA0053	GA0054	GA0055
Größe	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 5 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 40mm zum umbördelten Rand)	0.02 ± 0.08
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.03 ± 0.13
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.02 ± 0.16

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0
Reißdehnung (%)	min. 500	min. 400
Elastizitätsmodul (MPa)	min. 14.0	min. 14.0

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.

Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES UK
 Registered in England No: 4010200
 VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
 Gillingham Business Park,
 Gillingham, ME8 0NJ, UK
 +44 (0)800 049 6602
 enquiries@unigloves.co.uk
 uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf,
 Germany
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 de.unigloves.com



Issue No. 3.0
 26/06/2026