

BioTouch (GM008*)

Biologisch abbaubar · AQL 1.5 · Chemisch getestet
Violettblau · Medizinische Qualität · Mittelschwer · Nitril
Untersuchungshandschuhe



Physikalische Spezifikation:

Material: Nitril (latexfrei)
Farbe: Violettblau
Länge: 240 mm
Gewicht: 3,5 g
Dicke: 0,07 mm
Oberfläche: Puderfrei
Passform: Beidhändig
Sterile: Nein

Bestellcodes und Größenangaben:

GM0081 | Extra klein
GM0082 | Klein
GM0083 | Mittel
GM0084 | Groß
GM0085 | Extra groß

Verpackung:

Verkaufseinheit: Karton mit 10 Boxen (100 Handschuhe pro Box)

Klassifizierung:



Weitere Informationen zur Advanced Serie erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken




Eigenschaften

- 81 % biologischer Abbau innerhalb von 490 Tagen
- Enthält innovative biologisch abbaubare Technologie
- Getestet nach EN374 Typ B
- Getestet nach ASTM D5511 und ASTM D5526
- AQL 1,5
- Getestet nach EN1186
- Nitrilmaterial passt sich der Hand während des Gebrauchs an
- Rollrand
- Hergestellt mit texturierten Fingerspitzen
- Touchscreen-kompatibel

Vorteile

- Umweltfreundlich, viel schnellerer organischer Abbau im Vergleich zu herkömmlichem Nitril, das über 100 Jahre dauern kann
- Biologisch abbaubare Technologie bedeutet, dass der biologische Abbauprozess erst bei der Entsorgung in einer aktiven Deponieumgebung beginnt
- Widerstandsfähig gegen eine Reihe von Chemikalien
- Getestet nach führenden Standards für biologische Abbaubarkeit
- Erfüllt die medizinischen Standards für Dichtigkeit
- Geeignet für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln
- Nitrilmaterial passt sich während des Gebrauchs der Hand an und sorgt so für einen besseren Tragekomfort
- Rollrand bietet zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert das Zurückrollen von Flüssigkeit
- Texturierte Fingerspitzen sorgen für bessere Griffkraft, insbesondere bei Arbeiten in nassen oder öligen Umgebungen
- Geeignet für die Verwendung mit Handy- und Tablet-Displays, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen



Branchen

- Lebensmittel • Automobilindustrie • Luft- und Raumfahrt
- Chemische Herstellung und Verwendung • Zahnmedizin
- Zahnhygiene • Elektronik • Ingenieurwesen
- Lebensmittelverarbeitung • Gesundheitswesen • Laborarbeiten
- Fertigung und Montage • Pharmazeutische Arbeiten
- Druckerei • Tätowierung

*Die oben genannten Ergebnisse basieren auf einer Echtzeitstudie. Die tatsächlichen biologischen Abbauraten variieren je nach den Bedingungen auf der Deponie und der biologischen Aktivität der Mikroorganismen in der Umgebung der Handschuhe.

UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

