



Green Pearl (GP004*)

Nitril • Puderfrei • Chemikalienschutzhandschuh • Grün
 Latexfrei • Unsteril • Schutz vor Viren, Pilze und Bakterien

Spezifikationen:

Material: 100% Synthetiklatex
 Puder: < 2 mg/Handschuh
 Proteingehalt: Keine Proteine enthalten
 Manschette: Umbördelt
 Design: Beidhändig
 Oberfläche: Angeraute Fingerspitzen
 Farbe: Grün
 Qualitätssicherung:
 PSA – EN 374 CAT III - TypC,
 EN 420,
 MPG – EN 455 Teil 1-4,
 EN ISO 13485:2012

Artikelnummer und Größe:

GP0041 | Extra Small
 GP0042 | Small
 GP0043 | Medium
 GP0044 | Large
 GP0045 | Extra Large

Verpackung:

100 Stück pro Box
 10 boxen pro Karton

Klassifikation:



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

Art.-Nr.	GP0041	GP0042	GP0043	GP0044	GP0045
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	≥ 80 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	≥ 110 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Messpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	≥ 0.05
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	≥ 0.06
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	≥ 0.08

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0

Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Type-Examination (Modul B) & Modul C2

SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P Ireland
 (Notified Body 2777)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 Permeationslevel	EN374-4:2013 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-78.9

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
 Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES UK
 Registered in England No: 4010200
 VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
 Gillingham Business Park,
 Gillingham, ME8 0NJ, UK
 +44 (0)800 049 6602
 enquiries@unigloves.co.uk
 uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf,
 Germany
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 de.unigloves.com

