

UNICARE CLASSIC LATEX (GS002*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

Latex • gepudert • unsteril • weiß

Spezifikationen:

Material: Hochwertiges Naturlatex
 Puder: Absorbierbare Maisstärke
 Manschette: Umbördelt
 Design: Beidhändig
 Oberfläche: Glatt
 Farbe: Weiß
 Qualitätssicherung:
 EN 455 Teil 1-4,
 EN ISO 13485: 2016


Artikelnummer und Größe:

GS0021 | Extra Small
 GS0022 | Small
 GS0023 | Medium
 GS0024 | Large
 GS0025 | Extra Large

Verpackung:

100 Stück pro Box
 10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Für weitere Informationen
 klicken Sie bitte auf
 das Bild



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf Fehler	G-1	2,5

Maße

Art.-Nr.	GS0021	GS0022	GS0023	GS0024	GS0025
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	76 ± 3 mm	84 ± 3 mm	94 ± 3 mm	105 ± 3 mm	113 ± 3 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Messpunkte	Eine Lage (mm)
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.10 ± 0.02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.11 ± 0.02

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißdehnung (%)	650	500
Elastizitätsmodul (MPa)	18	14

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
 Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES UK
 Registered in England No: 4010200
 VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
 Gillingham Business Park,
 Gillingham, ME8 0NJ, UK
 +44 (0)800 049 6602
 enquiries@unigloves.co.uk
 uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf,
 Germany
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 unigloves.de



UNICARE CLASSIC LATEX (GS002*)

Disposable examination gloves made of latex

Latex • pre-powdered • non-sterile • white

Specifications:

Material: High quality natural Latex

Powder: Absorbable cornstarch

Cuff: beaded cuff

Design: ambidextrous

Surface: smooth

Colour: White

Quality assurance:

EN 455 part 1- 4,

EN ISO 13485: 2016

Item Number and Size:

GS0021 | Extra Small

GS0022 | Small

GS0023 | Medium

GS0024 | Large

GS0025 | Extra Large

Packaging:

100 pieces per Box

10 Boxes per Carton

Classification:



For more
Information
click on
the
Image



Test parameter

Test criteria	Level	AQL
Dimensions	S-2	4,0
Physical Properties	S-2	4,0
1000-ml-Watertightness test	G-1	1,5
Visual inspection for errors	G-1	2,5

Dimensions

Item-No.	GS0021	GS0022	GS0023	GS0024	GS0025
Size	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Width	76 ± 3 mm	84 ± 3 mm	94 ± 3 mm	105 ± 3 mm	113 ± 3 mm
Length	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Material thickness

Measuring points	One layer (mm)
Palm (in the middle of the palm)	0.10 ± 0.02
Fingertips (at a distance of 15mm to the tip of the middle finger)	0.11 ± 0.02

Physical properties

Parameter	Before aging	After aging
Elongation at Break (%)	650	500
Tensile Strength (MPa)	18	14

Hint

The above information applies to the standard version.

Subject to changes.



UNIGLOVES UK
 Registered in England No: 4010200
 VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
 Gillingham Business Park,
 Gillingham, ME8 0NJ, UK
 +44 (0)800 049 6602
 enquiries@unigloves.co.uk
 uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf,
 Germany
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 unigloves.de

