

Unicare Nitrile (GS005*)

Blau · Medizinische Qualität · Schweres Gewicht
Nitril/Vinyl-Hybrid · Untersuchungshandschuhe

Physikalische Spezifikation:

Material: Nitril und vinyl
(latexfrei)
Farbe: Blue
Länge: 240 mm
Gewicht: 5,5 g
Dicke: 0,08 mm
Oberfläche: Puderfrei
Passform: Beidhändig
Sterile: Nein

Bestellcodes und Größenangaben:

GS0052 | Klein
GS0053 | Mittel
GS0054 | Groß
GS0055 | Extra groß

Verpackung:

Verkaufseinheit: Karton mit
10 Boxen (100 Handschuhe
pro Box)

Klassifizierung:



Food Safe
(not for use
with fatty foods)

Weitere
Informationen zur
Unicare Serie
erhalten Sie,
wenn Sie
auf das
Bild klicken



Eigenschaften

- AQL 1.5
- Frei von Latex
- puderfrei
- Geprüft nach EN1186
- Hergestellt aus einer Mischung aus hochwertigem Vinyl und Nitril
- Rollrandförmige Manschette
- starkes Material
- Touchscreen-kompatibel

Vorteile

- Erfüllt die medizinischen Standards für Dichtigkeit
- Geeignet für Latexallergiker (Sensibilisierung Typ I)
- Reduziert das Risiko von Latexallergien (Sensibilisierung Typ I) und minimiert die Kontamination mit Partikeln
- Geeignet für den Kontakt mit nicht-fettigen Lebensmitteln
- Die Mischung aus Vinyl und Nitril macht den Handschuh bequemer und bietet eine bessere Fingerfertigkeit als herkömmliche Vinylhandschuhe
- Die Rollrandstulpe sorgt für zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert das Zurückrollen von Flüssigkeiten
- Das robuste Material ist widerstandsfähig, haltbar und langlebig
- Geeignet für die Verwendung mit Handy- und Tablet-Displays, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen

Branchen

- Arbeit im Pflegeheim
- Reinigung und Hausmeisterdienste • Zahnmedizin
- Zahnhygiene • Notfalldienste
- Lebensmittelverarbeitung • Allgemeine Montage
- Gesundheitswesen • Krankenhaus- und Klinikdienste
- Hausmeisterdienste • Arbeit bei lokalen Behörden
- Maler- und Lackierarbeiten • Druckerei



UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

