

UNICARE CLEAR VINYL (GS006*-A)

Einweghandschuhe aus Vinyl

Vinyl • puderfrei • transparent • unsteril • Lebensmittelecht

Spezifikationen:

Material: PVC
 Puder: Ungepudert
 Proteingehalt: Keine Proteine enthalten
 Manschette: Umbördelt
 Design: Beidhändig
 Oberfläche: Glatt
 Farbe: transparent
 Qualitätssicherung:
 EN 374 CAT III - Typ C;
 EN ISO 21420;
 EN 455 Teil 1-4;
 EN ISO 13485:2021

Artikelnummer und Größe:

GS0062-A | Small
 GS0063-A | Medium
 GS0064-A | Large
 GS0065-A | Extra Large

Verpackung:

100 Stück pro Box
 10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Für weitere
 Informationen
 Klicken Sie
 bitte auf
 das Bild



Prüfparameter

Prüfkriteriene	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	1,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	2,5

Maße

Art.-Nr.	GS0062-A	GS0063-A	GS0064-A	GS0065-A
Größe	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	105 ± 5 mm	115 ± 5 mm
Länge	≥ 230 mm	≥ 230 mm	≥ 230 mm	≥ 230 mm

Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Type-Examination (Modul B) & Modul C2
 BSI Group The Netherlands B.V. John M. Keynesplein 9, 1066 EP,
 Amsterdam, NL (Notified Body 2797)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 Permeationslevel	EN374-4:2019 Degradation%
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-5,3

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	min. 0.04
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.08 ± 0.02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	min. 0.05

Physikalische Eigenschaften

Parameter	
Reißfestigkeit (MPa)	11
Dehnbarkeit (%)	300

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
 Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES UK
 Registered in England No: 4010200
 VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
 Gillingham Business Park,
 Gillingham, ME8 0NJ, UK
 +44 (0)800 049 6602
 enquiries@unigloves.co.uk
 uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf,
 Germany
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 unigloves.de

