

Unicare Blue Vinyl (GS008*-A)

Blau · Medizinische Qualität · Mittelschwer · Vinyl
Untersuchungshandschuhe

Physikalische Spezifikation:

Material: Vinyl (latexfrei)
Farbe: Blau
Länge: 240 mm
Gewicht: 4,5 g
Dicke: 0,06 mm
Oberfläche: Puderfrei
Passform: Beidhändig
Sterile: Nein

Bestellcodes und Größenangaben:

GS0082-A | Klein
GS0083-A | Mittel
GS0084-A | Groß
GS0085-A | Extra groß

Verpackung:

Verkaufseinheit: Karton mit
10 Boxen (100 Handschuhe
pro Box)

Klassifizierung:



Weitere
Informationen zur
Unicare Serie
erhalten Sie,
wenn Sie
auf das
Bild klicken



Eigenschaften

- AQL 1.5
- Frei von Latex und Beschleunigern
- Puderfrei
- Geprüft nach EN1186
- Hergestellt aus hochwertigem Vinyl
- Rollrandförmige Manschette
- Mittelstarkes Material
- Touchscreen-kompatibel

Vorteile

- Erfüllt die medizinischen Standards für Dichtigkeit
- Geeignet für Personen mit Latexallergien (Sensibilisierung Typ I) und verzögerter Überempfindlichkeit (Typ IV)
- Reduziert das Risiko von Latexallergien (Sensibilisierung Typ I) und minimiert die Kontamination mit Partikeln
- Geeignet für den Kontakt mit nicht-fettigen Lebensmitteln
- Hochwertiges Vinyl kombiniert niedrige Kosten mit reduziertem Risiko von Proteinallergenen
- Das mit Rollrand versehene Bündchen sorgt für zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert das Zurückrollen von Flüssigkeit
- Das mittelstarke Material bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Stärke und Empfindlichkeit
- Geeignet für die Verwendung mit Handy- und Tablet-Displays, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen

Branchen

- Arbeit im Pflegeheim
- Reinigung und Hausmeisterdienste • Zahnmedizin
- Zahnhygiene • Notfalldienste • Lebensmittelverarbeitung
- Allgemeine Montage • Gesundheitswesen
- Krankenhaus- und Klinikdienste • Hausmeisterdienste
- Arbeit bei lokalen Behörden • Maler- und Lackierarbeiten
- Druckerei



UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handels-gesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

