

Unicare Blue Vinyl (GS009*)

Bblau · Mittelschwer · Vinyl · Gepudert · Einweghandschuhe

Physikalische Spezifikation:

Material: Vinyl (latexfrei)
Farbe: Blau
Länge: 240 mm
Gewicht: 4,5 g
Dicke: 0,06 mm
Oberfläche: Leicht gepudert
Passform: Beidhändig
Sterile: Nein

Bestellcodes und Größenangaben:

GS0092 | Klein
GS0093 | Mittel
GS0094 | Groß
GS0095 | Extra groß

Verpackung:

Verkaufseinheit: Karton mit 10 Boxen (100 Handschuhe pro Box)

Klassifizierung:



Weitere Informationen zur Unicare Serie erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken



Eigenschaften

- AQL 4.0
- Frei von Latex und Beschleunigern
- Geprüft nach EN1186
- Hergestellt aus hochwertigem Vinyl
- Rollrandförmige Manschette
- mittelstarkes Material
- Leicht gepudert
- Touchscreen-kompatibel

Vorteile

- Erfüllt die Industrienormen für Dichtigkeit
- Geeignet für Latexallergiker (Sensibilisierung Typ I) und für Personen mit verzögerter Überempfindlichkeit (Typ IV)
- Geeignet für den Kontakt mit nicht-fettigen Lebensmitteln
- Hochwertiges Vinyl kombiniert niedrige Kosten mit reduziertem Risiko von Proteinallergenen
- Der Rollrand sorgt für zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert das Zurückrollen von Flüssigkeit
- Das mittelstarke Material bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Stärke und Empfindlichkeit
- Maisstärkepulver in USP-Qualität erleichtert das Anlegen
- Geeignet für die Verwendung mit Handy- und Tablet-Displays, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen

Branchen

- Arbeit im Pflegeheim
- Reinigung und Hausmeisterdienste
- Lebensmittelverarbeitung
- Allgemeine Montage
- Hausmeisterdienste
- Arbeit bei lokalen Behörden
- Malerei und Dekoration
- Druckerei



UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com



Issue No. 1

Prepared at Gillingham
on 22/10/25