

Unicare Yellow Vinyl (GS010*)

Gelbe · Vinyl · Leichter · Nicht steril · Untersuchungshandschuhe
Zum einmaligen Gebrauch

Physikalische Spezifikation:

Material: Vinyl (latexfrei)
Farbe: Gelbe
Länge: 240 mm
Gewicht: 4,5 g
Dicke: 0,06 mm
Oberfläche: Puderfrei
Passform: Beidhändig
Sterile: Nein

Bestellcodes und Größenangaben:

GS0102 | Klein
GS0103 | Mittel
GS0104 | Groß
GS0105 | Extra groß

Verpackung:

Verkaufseinheit: Karton mit
10 Boxen (100 Handschuhe
pro Box)

Klassifizierung:



Weitere
Informationen zur
Unicare Serie
erhalten Sie,
wenn Sie
auf das
Bild klicken



Eigenschaften

- Hergestellt aus synthetischem Vinyl
- Die Unicare Soft Yellow Vinyl Handschuhe sind leicht und geschmeidig
- AQL 4.0
- Frei von Latex und Beschleunigern
- Puderfrei
- Touchscreen-kompatibel

Vorteile

- Minimiert das Risiko von Hautproblemen
- Komfortabel und leicht zu tragen
- Industrieller Standard für Dichtigkeit
- Geeignet für Latexallergiker (Typ I) und für Personen mit verzögerter Überempfindlichkeit (Typ IV)
- Minimiert die Verunreinigung durch Partikel
- Geeignet für die Verwendung mit Handy- und Tablet-Displays, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen

Branchen

- Zubereitung von Lebensmitteln
- Reinigung
- Pflegeheime
- Umgang mit Lebensmitteln




UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com



Issue No. 1

Prepared at Gillingham
on 22/10/25