

## Stronghold (GM006\*)

AQL 0,65 · Chemisch getestet · Chemotherapiemedikamente getestet  
Violett · Medizinische Qualität · Schweres Gewicht · Nitril  
Untersuchungshandschuhe

### Physikalische Spezifikation:

Material: Nitril (latexfrei)  
Farbe: Violett  
Länge: 240 mm  
Gewicht: 6,2 g  
Dicke: 0,12 mm  
Oberfläche: Puderfrei, chloriert  
Passform: Beidhändig  
Sterile: Nein

### Bestellcodes und Größenangaben:

GM0061 | Extra klein  
GM0062 | Klein  
GM0063 | Mittel  
GM0064 | Groß  
GM0065 | Extra groß

### Verpackung:

Verkaufseinheit: Karton mit 10 Boxen (100 Handschuhe pro Box)

### Klassifizierung:



Weitere Informationen zur Advanced Serie erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken



### Eigenschaften

- Geprüft nach EN374
- Geprüft nach ASTM D6978-05
- AQL 0,65
- Getestet nach EN1186
- Nitrilmaterial passt sich der Hand während des Gebrauchs an
- silikonfrei
- Rollrandförmige Manschette
- Hergestellt mit texturierten Handflächen und Fingerspitzen
- starkes Material
- Touchscreen-kompatibel

### Vorteile

- Widerstandsfähig gegen eine Reihe von Chemikalien
- Beständig gegen eine Reihe von zytotoxischen Medikamenten, getestet nach ASTM D6978-05
- Ultra-niedriger AQL Level; übertrifft medizinische Standards für Dichtigkeit
- Geeignet für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln
- Nitrilmaterial passt sich der Hand während des Gebrauchs an und sorgt so für einen bequemen Sitz
- Silikonfreies Material bedeutet keine Fingerabdrücke auf Metall- und Glasoberflächen
- Rollrand bietet zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert das Zurückrollen von Flüssigkeit
- Texturierte Handflächen und Fingerspitzen sorgen für bessere Griffkraft, insbesondere bei Arbeiten in nassen oder öligen Umgebungen
- Das robuste Material ist widerstandsfähig, haltbar und langlebig
- Geeignet für die Verwendung mit Handy- und Tablet-Displays, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen

### Branchen

- Luft- und Raumfahrt
- Herstellung und Verwendung von Chemikalien
- Zahnmedizin · Zahnhygiene · Elektronik
- Maschinenbau · Lebensmittelverarbeitung
- Gesundheitswesen · Laborarbeiten
- Fertigung und Montage · Pharmazeutische Arbeiten
- Druckerei



**UNIGLOVES UK**  
Registered in England No: 4010200  
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,  
Gillingham Business Park,  
Gillingham, ME8 0NJ, UK  
+44 (0)800 049 6602  
enquiries@unigloves.co.uk  
uk.unigloves.com

**UNIGLOVES GERMANY**  
Arzt- & Klinikbedarf  
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71  
D-53842 Troisdorf,  
Germany  
+49 (0) 2241-9323-0  
unigloves@unigloves.de  
de.unigloves.com

