

# BioTouch (GM008\* & GM009\*)

Biologisch abbaubar · AQL 1.5 · Chemisch getestet  
2 Farben · Medizinische Qualität · Mittelschwer · Nitril  
Untersuchungshandschuhe



## Physikalische Spezifikation:

Material: Nitril (latexfrei)  
Farben: Violette, schwarz  
Länge: 240 mm  
Gewicht: 3,5 g  
Dicke: 0,07 mm  
Oberfläche: Puderfrei  
Passform: Ambidextrous  
Sterile: Nein

## Bestellcodes und Größenangaben:

### Violette

GM0081 | Extra klein  
GM0082 | Klein  
GM0083 | Mittel  
GM0084 | Groß  
GM0085 | Extra groß

### Schwarz

GM0091 | Extra klein  
GM0092 | Klein  
GM0093 | Mittel  
GM0094 | Groß  
GM0095 | Extra groß

## Verpackung:

Verkaufseinheit: Karton mit 10 Boxen (100 Handschuhe pro Box)

## Klassifizierung:



Weitere Informationen zur Advanced Serie erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken




## Eigenschaften

- 81 % biologischer Abbau innerhalb von 490 Tagen
- Enthält innovative biologisch abbaubare Technologie
- Getestet nach EN374 Typ B
- Getestet nach ASTM D5511 und ASTM D5526
- AQL 1,5
- Getestet nach EN1186
- Nitrilmaterial passt sich der Hand während des Gebrauchs an
- Rollrand
- Hergestellt mit texturierten Fingerspitzen
- Touchscreen-kompatibel

## Vorteile

- Umweltfreundlich, viel schnellerer organischer Abbau im Vergleich zu herkömmlichem Nitril, das über 100 Jahre dauern kann
- Biologisch abbaubare Technologie bedeutet, dass der biologische Abbauprozess erst bei der Entsorgung in einer aktiven Deponiumgebung beginnt
- Widerstandsfähig gegen eine Reihe von Chemikalien
- Getestet nach führenden Standards für biologische Abbaubarkeit
- Erfüllt die medizinischen Standards für Dichtigkeit
- Geeignet für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln
- Nitrilmaterial passt sich während des Gebrauchs der Hand an und sorgt so für einen besseren Tragekomfort
- Rollrand bietet zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert das Zurückrollen von Flüssigkeit
- Texturierte Fingerspitzen sorgen für bessere Griffkraft, insbesondere bei Arbeiten in nassen oder öligen Umgebungen
- Geeignet für die Verwendung mit Handy- und Tablet-Displays, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen



Texturierte Fingerspitzen



\*Die oben genannten Ergebnisse basieren auf einer Echtzeitstudie. Die tatsächlichen biologischen Abbauraten variieren je nach den Bedingungen auf der Deponie und der biologischen Aktivität der Mikroorganismen in der Umgebung der Handschuhe.

## Branchen

- Lebensmittel • Automobilindustrie
- Luft- und Raumfahrt
- Chemische Herstellung und Verwendung • Zahnmedizin
- Zahnhygiene • Elektronik • Ingenieurwesen
- Lebensmittelverarbeitung • Gesundheitswesen
- Laborarbeiten • Fertigung und Montage
- Pharmazeutische Arbeiten • Druckerei • Tätowierung

**UNIGLOVES UK**  
Registered in England No: 4010200  
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,  
Gillingham Business Park,  
Gillingham, ME8 0NJ, UK  
+44 (0)800 049 6602  
enquiries@unigloves.co.uk  
uk.unigloves.com

**UNIGLOVES GERMANY**  
Arzt- & Klinikbedarf  
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71  
D-53842 Troisdorf,  
Germany  
+49 (0) 2241-9323-0  
unigloves@unigloves.de  
de.unigloves.com

