

Pearl (GP****)

16 Farben · medizinischer Standard · mittelstarkes Material
Nitril · Untersuchungshandschuhe

Physicalische Spezifikationen:

Material: Nitril (latexfrei)
Farben: Schwarz, Blau,
Burgunderrot, Kobaltblau,
Grün, Limettengrün, Magenta,
Mintgrün, Opal, Orange, Rosa,
Rot, Saphir, Violett, Weiß, Gelb
Länge: 240 mm
Gewicht: 3,5 g
Dicke: 0,07 mm
Oberfläche: Puderfrei, chloriert
Passform: Beidhändig
Steril: Nein

Bestellcodes und Größenangaben:

GP***1 | Extra klein
GP***2 | Klein
GP***3 | Mittel
GP***4 | Groß
GP***5 | Extra groß
GP003X Black / GP001X Blue
GP012X Burgundy / GP101X Cobalt
GP004X Green / GP350X Lime
GP850X Magenta / GP680X Mint
GP009X Opal / GP013X Orange
GP005X Pink / GP006X Red
GP008X Sapphire / GP007X Violet
GP002X White / GP011X Yellow

Hinweis: Nicht alle Farben sind in
Extra klein erhältlich.

Verpackung:

Jede Spenderbox enthält
100 Handschuhe
Jeder Karton enthält 10
Spenderboxen

Klassifizierung:



Weitere Informationen
zur **Pearl Serie**
erhalten Sie,
wenn Sie
auf das
Bild klicken



Eigenschaften

- Getestet nach EN374
- Erhältlich in sechzehn Farben
- AQL 1,5 und EN455 Teile 1-4
- puderfrei
- Getestet nach EN1186
- Nitrilmaterial passt sich während des Gebrauchs der Hand an
- Rollrand
- Mit angerauten Handflächen und Fingerspitzen hergestellt
- Touchscreen-kompatibel

Vorteile

- Beständig gegen eine Reihe von Chemikalien
- Ideal für die Farbcodierung in Lebensmittel-, Reinigungs- und Gesundheitsumgebungen
- Erfüllt medizinische Standards, einschließlich der Anforderungen an die Dichtigkeit
- Reduziert das Risiko von Latexallergien (Typ-I-Sensibilisierung) und minimiert die Partikelkontamination
- Geeignet für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln
- Das Nitrilmaterial passt sich während des Gebrauchs der Hand an und sorgt so für einen höheren Tragekomfort
- Der Rollrand sorgt für zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert das Zurücklaufen von Flüssigkeiten
- Angeraute Handflächen und Fingerspitzen sorgen für verbesserte Grifffähigkeit, insbesondere bei Arbeit unter nassen oder öligen Bedingungen
- Geeignet für die Verwendung mit Mobil- und Tablet-Displays ohne Entfernen der Handschuhe

Branchen

- Pflegeheimarbeit
- Herstellung und Verwendung von Chemikalien
- Reinigung und Hausmeisterdienste
- Zahnmedizin
- Zahnhygiene
- Rettungsdienste
- Floristik und Gartenbau
- Lebensmittelverarbeitung
- Friseur- und Kosmetikdienstleistungen
- Gesundheitswesen
- Krankenhaus- und Klinikdienstleistungen
- Hausmeisterdienste
- Maler- und Dekorationsarbeiten
- Piercing • Tätowierung

Farben:



UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green, Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf, Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
unigloves.de



Issue No. 1

Prepared at Gillingham
on 17/09/25