

# Unicare Black Nitrile (GS025\*)

schwarz · medizinische Qualität · leicht  
Untersuchungshandschuhe

## Physicalische Spezifikationen:

Material: Nitril (latexfrei)  
Farbe: Schwarz  
Länge: 240 mm  
Gewicht: 3,2 g  
Dicke: 0,06 mm  
Oberfläche: Puderfrei, chloriert  
Passform: Beidhändig  
Steril: Nein

## Bestellcodes und Größenangaben:

GS0251 | Extra klein  
GS0252 | Klein  
GS0253 | Mittel  
GS0254 | Groß  
GS0255 | Extra groß

## Verpackung:

Jede Spenderbox enthält 100 Handschuhe.  
Jeder Karton enthält 10 Spenderboxen

## Klassifizierung:



Weitere Informationen zur Unicare Serie erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken



## Eigenschaften


- Geprüft nach EN374
- AQL 1.5
- Puderfrei
- Frei von Phthalaten
- Geprüft nach EN1186
- Nitrilmaterial passt sich während des Gebrauchs an die Hand an
- Rollrandförmige Manschette
- Hergestellt mit texturierten Fingerspitzen
- Leichte Bauweise
- Touchscreen-kompatibel

## Vorteile

- Beständig gegen eine Reihe von Chemikalien
- Erfüllt die medizinischen Standards für Dichtigkeit
- Verringert das Risiko von Latexallergien (Sensibilisierung Typ I) und minimiert die Kontamination mit Partikeln
- Geeignet für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln
- Nitrilmaterial passt sich während des Gebrauchs der Hand an und sorgt so für einen bequemeren Sitz
- Rollrandförmige Manschette sorgt für zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert das Zurückrollen von Flüssigkeit
- Texturierte Fingerspitzen sorgen für bessere Griffigkeit, insbesondere bei Arbeiten in nassen oder öligen Umgebungen
- Leichte Bauweise bietet gutes Tastempfinden bei geringeren Kosten
- Eignet für die Verwendung mit Handy und Tablet-Displays, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen

## Branchen

- Arbeit im Pflegeheim
- Reinigung und Hausmeisterdienste
- Zahnmedizin
- Zahnhygiene
- Notfalldienste
- Lebensmittelverarbeitung
- Allgemeine Montage
- Gesundheitswesen
- Krankenhaus- und Klinikarbeit
- Hausmeisterdienste
- Behörden
- Maler- und Lackierarbeiten
- Druckerei



**UNIGLOVES UK**  
Registered in England No: 4010200  
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,  
Gillingham Business Park,  
Gillingham, ME8 0NJ, UK  
+44 (0)800 049 6602  
enquiries@unigloves.co.uk  
uk.unigloves.com

**UNIGLOVES GERMANY**  
Arzt- & Klinikbedarf  
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71  
D-53842 Troisdorf,  
Germany  
+49 (0) 2241-9323-0  
unigloves@unigloves.de  
unigloves.de

