



BioTouch Black (GM009*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Nitril • Latexfrei • Puderfrei • Schwarz • Unsteril

Chemikalienschutzhandschuh EN 374 • Lebensmittelecht

Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien • Biologisch abbaubar



Spezifikationen:

Material: Nitril
 Puder: Ungepudert
 Manschette: Umbördelt
 Design: Beidhändig
 Oberfläche: Mikrogeraute
 Fingerspitzen
 Farbe: Schwarz
 Qualitätssicherung:
 EN 374 CAT III - Typ C,
 EN ISO 21420;
 EN 455 Teil 1-4;
 EN ISO 13485:2016


Artikelnummer und Größe:

GM0091 | Extra Small
 GM0092 | Small
 GM0093 | Medium
 GM0094 | Large
 GM0095 | Extra large

Verpackung:

100 Stück pro Box
 10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



↪ Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	EN 455-2	Medianwert entspricht den Anforderungen
Physikalische Eigenschaften	EN 455-2	Medianwert entspricht den Anforderungen
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

↪ Maße

Art.-Nr.	GM0092	GM0093	GM0094	GM0095
Größe	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	86 ± 4 mm	98 ± 4 mm	107 ± 4 mm	115 ± 4 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

↪ Materialstärke

Messpunkte	Eine Lage
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,07 ± 0,02 mm

↪ Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißkraft im Median (N)	min. 6.0	min. 6.0

↪ Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2

SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P Ireland
 (Notified Body 2777)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Typ C Permeationslevel	EN374-4:2019 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-63,5
Wasserstoffperoxid 30% (P)	1	18,0
Formaldehyd 37% (T)	5	14,2

↪ Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
 Änderungen vorbehalten.

↪ Vorteile

Bis zu 90% biologischer Abbau innerhalb von 490 Tagen*,
 getestet nach ASTM D5511 und ASTM D5526

Die Ergebnisse beruhen auf einer Echtzeitstudie. Die tatsächlichen biologischen Abbaugeschwindigkeiten variieren je nach den Deponiebedingungen und der biologischen Aktivität der Mikroorganismen, die die Handschuhe umgeben.



*Die oben genannten Ergebnisse basieren auf einer Echtzeitstudie. Die tatsächlichen biologischen Abbauraten variieren je nach den Bedingungen auf der Deponie und der biologischen Aktivität der Mikroorganismen in der Umgebung der Handschuhe.

UNIGLOVES UK
 Registered in England No: 4010200
 VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
 Gillingham Business Park,
 Gillingham, ME8 0NJ, UK
 +44 (0)800 049 6602
 enquiries@unigloves.co.uk
 uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf,
 Germany
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 de.unigloves.com

