

PP-Besuchermantel (5130)

• Polypropylen • zum Binden • Einheitsgröße

Spezifikationen:

Material: Polypropylen
Farbe: Grün
Breite: 80 cm
Länge: 115 cm
Gewicht: 63g

Artikelnummer und Farbe:
5130 | Grün

Verpackung:

10 Stück pro Beutel
10 Beutel pro Karton

Bestimmungszweck

einfache Pflege- und Hygienebereiche

Risikoanalyse

leicht entzündlich-Vermeidung von starker Hitze und Feuer, nicht für den Umgang mit Gefahrenstoffen geeignet

Qualitätssicherung

Qualitätsuntersuchungen nach regelmässigen Abständen während des gesamten Produktionsablaufes. Rückverfolgbarkeit durch Lotnummer.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

