

Zahnwatterollen (54*0)

Einweg Zahnwatterollen aus chlorfrei gebleichter Baumwolle
 hohe Saugkraft • kein Ankleben oder Ansaugen


Spezifikationen:

Material: Chlorfrei gebleichte
 Baumwolle
 Farbe: Weiß

Verpackung:

5 Beutel je Karton

Klassifikation:



Maße

REF	Durchmesser	Länge
5410	8 mm	38 mm
5420	10 mm	38 mm
5430	12 mm	38 mm

Verpackung

REF	Bundle	Beutel	Karton
5410	ca. 55 Rollen	ca. 825 Rollen	4125 Rollen
5420	ca. 40 Rollen	ca. 600 Rollen	3000 Rollen
5430	ca. 30 Rollen	ca. 450 Rollen	2250 Rollen

Anwendungsgebiete

Zahnwatterollen sind als wichtiges Hilfsmittel in zahnärztlichen Praxen in Gebrauch und eignen sich besonders als saugfähiges Material bei zahnärztlichen Eingriffen, um den Behandlungsbereich trocken zu halten. Unigloves Zahnwatterollen sind zur oralen Reinigung und zur Aufnahme von Speichel im Mund vorgesehen. Die Produkte sind ausschließlich als Einmalartikel zu verwenden.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
 Änderungen vorbehalten.

