

ZERO (GM005*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Nitril • Antistatisch • Puderfrei • Blau • non-sterile • Lebensmittelecht
 Extra elastisch • Chemikalienschutzhandschuh EN 374 • Schutz vor Viren,
 Pilzen und Bakterien • Frei von Akzeleratoren, Zink & Schwefel

Spezifikationen:

Material: Nitril
 Puder: Ungepudert
 Inhaltsstoffe: Hypoallergen, Thiuramfrei, keine Proteine enthalten, Frei von Akzeleratoren, Zink & Schwefel
 Manschette: Umbördelt
 Design: Beidhändig
 Oberfläche: Angeraute Fingerspitzen
 Farbe: Blau
 Qualitätssicherung:
 EN ISO 374 CAT III - Typ B;
 EN ISO 21420;
 EN 455 Teil 1-4;
 DIN EN ISO 13485:2021

Artikelnummer und Größe:

GM0051 | Extra Small
 GM0052 | Small
 GM0053 | Medium
 GM0054 | Large
 GM0055 | Extra large

Verpackung:

100 Stück pro Box
 10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	EN 455-2	Medianwert entspricht den Anforderungen
Physikalische Eigenschaften	EN 455-2	Medianwert entspricht den Anforderungen
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

REF	GM0051	GM0052	GM0053	GM0054	GM0055
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	≤ 80 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	≥ 110 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 20 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 40mm zum umbördelten Rand)	0,05
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,07
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,10

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißkraft im Median (N)	min. 6,0	min. 6,0

Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2

CCQS Certification Services Ltd, Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, Ireland
 (Notified Body 2834)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Permeationslevel	EN ISO 374-4:2019 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-154
Wasserstoffperoxid 30% (P)	4	-38
Ammoniakwasser 25% (O)	3	/

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
 Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES UK
 Registered in England No: 4010200
 VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
 Gillingham Business Park,
 Gillingham, ME8 0NJ, UK
 +44 (0)800 049 6602
 enquiries@unigloves.co.uk
 uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf,
 Germany
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 de.unigloves.com

