



Efficacy

Micro-organism	EN Standard	Contact Time
Bactericidal		
Staphylococcus aureus	EN 16615	2 min (d)
	EN 13727	30 sec (c)
Pseudomonas aeruginosa	EN 16615	2 min (d)
	EN 13727	30 sec (c)
Enterococcus hirae	EN 16615	2 min (d)
	EN 13727	30 sec (c)
Virucidal		
Vaccina Virus	EN 14476	1 min (d)
Norovirus	EN 14476	1 min (d)
Adenovirus	EN 14476	1 min (d)
Yeasticidal		
Candida Albicans	EN 13624	30 sec (c)
Candida Auris	EN 13624	30 sec (c)
Tuberculocidal		
Mycobacterium terrae	EN 14348	2 min (d)

Vernacare®

1 Western Avenue, Matrix Park, Buckshaw Village, Chorley,
PR7 7NB, UK, +44 (0)1204 529494 hello@vernacare.com
vernacare.com

As our policy is one of continuous improvement, we reserve the
right to modify designs without prior notice. © Copyright Vernacare
International Limited 2026. All rights reserved. IC182 REV00

To find out more, speak
to your Commercial
Account Manager, or
visit www.vernacare.com.